


Windows クライアント用リモート接続ツールのダウンロード


1. ブログページの「Windows クライアント用リモート接続ツールのダウンロード」をクリックします。




2. 画面下部にメッセージが表示されます



3. 「保存」の右横の▼をクリックし、「名前を付けて保存」を選択します。




4. デスクトップ(任意の場所)に保存します。



5. ダウンロードが完了すると画面下部にメッセージが出ますので、×で閉じます。



6. デスクトップ(任意の場所)に作成されたアイコンをダブルクリックします。



7. セキュリティの警告画面が出ますので「実行」をクリックします。



8. TeamViewerが起動します。



9. ID とパスワードをサービスデスク担当者へお伝えいただき、この画面のままでお待ち下さい。

